






Портативні щілинні лампи
S150D

Цілісно, зручно

Характеристики

Модель №	S150D
Збільшення	6X
Випромінювання	● ● ●
Довжина щілини	≥ 12 мм
Ширина щілини (мін)	0~12 мм постійне регулювання
Фільтр	Синій світлофільтр
Живлення	Літій-іонна батарея 3,7В/3400 мАг
Випромінювання	Світлодіод 3В/1Вт
Час роботи	Понад 6 годин
Час заряджання	3,5 години
Нетто вага	240 г (разом із батареєю)

Фотогалерея:



Відповідає вимогам FDA

Shanghai MediWorks Precision Instruments Co.,Ltd.

Адреса: Zone A,2nd Floor,No.69,Lane 1985,Chunshen Road,Minhang District,
Шанхай,200237, Китай

Тел.: +86-21-54260421 54260423 Факс:+86-21-54260425

Email: international@mediworks.biz

Приєднуйтеся до нас:



www.mediworks.biz

201608В *Зовнішній вигляд та характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні
ТОВ "АЙ ПІ МЕДІКАЛ", м.Харків
Телефон 057 750 88 14 067 7184906
e-mail: office@ipmedical.com.ua www.ipmedical.com.ua

Різниця у деталях