



## FLUO 900

Безпечний, простий та ефективний

100 СТЕРИЛЬНИХ ПАПЕРОВИХ СМУЖЕК

# FLUO 900

## Безпечний, простий та ефективний

### БЕЗПЕКА

Індивідуально загорнута стерильна паперова смужка забезпечує безпечне нанесення флуоресцеїну.

### ПРОСТОТА

Просто змочіть смужку стерильним офтальмологічним розчином і торкніться кон'юнктиви або форнікса змоченим кінцем для дозування барвника.

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

З 1 мг натрію флуоресцеїну І.Р. на одну смужку, одна смужка містить достатньо барвника для отримання оптимальних результатів фарбування.



Distributed by:  
HAAG-STREIT AG  
Gartenstadtstrasse 10  
3098 Koeniz  
Switzerland  
Phone +41 31 978 01 11  
Fax +41 31 978 02 82  
info@haag-streit.com  
www.haag-streit.com

Дистриб'ютор в Україні

АЙ ПІ МЕДІКАЛ, Харків  
Телефон 057 750 88 14  
e-mail: office@ipmedical.com.ua  
www.ipmedical.com.ua